




# Reagenzglasgestelle für Wasserbäder

## Reagenzglasgestell rund

Bestellbar für alle Wasserbäder mit Flachdeckelabdeckung D=130mm  
(Zubehör!)




A-10753... A-10758


Bestell-Nr.	Typ	Gestellmaß in mm		Aufnahme von Gefäßen		Anzahl der pro Flachdeckel maximal einsetzbaren Gestelle				
		a	b	St.	max. Ø	MWB 2	MWB 5	MWB 10	MWB 20	MWB 40
A -10753	RGR 8.10,5	20	30	36	10,5	1	1	3	3	6
A -10754	RGR 8.11,5	15	20	36	11,5	1	1	3	3	6
A -10755	RGR 8.14,5	50	30	24	14,5	1	1	3	3	6
A -10756	RGR 8.18,5	50	30	16	18,5	1	1	3	3	6
A -10758	RGR 8.32	50	30	6	32	1	1	3	3	6

## Reagenzglasgestelle eckig

Bestellbar für alle Wasserbäder MWB 5 - MWB 40 und für das Schüttelwasserbad MSB 20



A-10759...A-10766 für MWB 5 - MWB 40



A-10767...A-10771 für MSB 20

Bestell-Nr.	Typ	Gestellmaß in mm			Aufnahme von Gefäßen		Anzahl der pro Gerät maximal einsetzbaren Gestelle				
		a	b	c	St.	max. Ø	MWB 5	MWB 10	MWB 20	MWB 40	MSB 20
A -10759	RG 8.10,5	20	30	60	56	10,5	3	5	6	12	
A -10760	RG 8.11,5	15	20	75	56	11,5	3	5	6	12	
A -10761	RG 8.14,5	50	30	30	33	14,5	3	5	6	12	
A -10762	RG 8.18,5	50	30	30	18	18,5	3	5	6	12	
A -10763	RG 8.28	50	30	30	8	28	3	5	6	12	
A -10764	RG 8.32	50	30	30	6	32	3	5	6	12	
A -10765	RG 8.49	30	30	30	3	49	3	5	6	12	
A -10766	RG 8.58	60	30	30	3	58	3	5	6	12	
A -10770	RG18,5	33	25	17	20	18,5					4
A-100769	RG 14,5	33	25	14	25	14,5					4
A -10768	RG 13,5	48	25	17	36	13,5					4
A -10767	RG 11,5	33	25	17	36	11,5					4
A -10771	RG 32	35	65	20	5	32					4