




## Zubehör für Wasserbäder



Flachdeckel  
mit Wasserbadringen



Halteklammern für Kolben  
in Einsatzkorb SFK



Ablasshahn

Bestell-Nr.	Typ	Bezeichnung / Merkmale	Einsetzbar für
A-10742	BD 2	Runder Baddeckel	MWB 2
A-10743	FL 5-1	Flachdeckel 5, 1 Öffnung D=130mm	MWB 5
A-10744	FL 5-2	Flachdeckel 5, 2 Öffnungen D= 92mm	MWB 5
A-10745	FL 10-3	Flachdeckel 10, 3 Öffnungen D=130mm	MWB 10
A-10746	FL 10-6	Flachdeckel 10, 6 Öffnungen D= 92mm	MWB 10
A-10747	FL 20-3	Flachdeckel 20, 3 Öffnungen D=130mm	MWB 20
A-10748	FL 20-8	Flachdeckel 20, 8 Öffnungen D= 92mm	MWB 20
A-10749	WR 130	Wasserbadringe 6-teilig, D=130mm	*
A-10750	WR 92	Wasserbadringe 4-teilig, D= 92mm	**
A-10751	KR 1	Konstantniveaugler	MWB 5-20
A-10752	AH	Ablasshahn, komplett	***
K-14362	FK 10	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 10ml (siehe Bestückungsplan)	SKF 20
K-14363	FK 25	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 25ml (siehe Bestückungsplan)	SKF 20
K-14364	FK 50	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 50ml (siehe Bestückungsplan)	SKF 20
K-14365	FK 100	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 100ml (siehe Bestückungsplan)	SKF 20
K-14366	FK 250	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 250ml (siehe Bestückungsplan)	SKF 20
K-14367	FK 500	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 500ml (siehe Bestückungsplan)	SKF 20
K-14368	FK 1000	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 1000ml (siehe Bestückungsplan)	SKF 20
A-10740	SKR 20	Einsatzkorb für max. 4 Reagenzglasgestelle	MSB 20
A-10741	SKF 20	Einsatzkorb für Erlenmeyerkolben (serienmäßig für MSB 20!)	MSB 20

### Bestellhinweis

\* Wasserbadringe 6-teilig für Flachdeckel mit Öffnungsgröße D=130mm bestellbar für MWB 2, FL5-1, FL 10-3 und FL 20-3

\*\* Wasserbadringe 4-teilig für Flachdeckel mit Öffnungsgröße D=92mm bestellbar für FL 5-2, FL 10-6 und FL 20-8

\*\*\* Die serienmäßige Ablassschraube der Bäder MWB 2 bis MWB 20 und MSB 20 kann durch einen Ablasshahn ersetzt werden

### Flüssigkeits-Additiv ‚ThermoClean‘ (Konzentrat) mit Methylenblau – Indikator

Flüssigkeits-Additiv zur Verhinderung von Algen- und Bakterienwachstum

Anwendung: 2ml auf 1,0 Liter Wasser (Wasserstabilität 1 Monat)

Bestell-Nr.	Typ	Bezeichnung / Merkmale
K-14369	Thermo 100	ThermoClean 100ml
K-14370	Thermo 500	ThermoClean 500ml
K-14371	Thermo 5000	ThermoClean 5000ml
K-14372	Thermo 10	ThermoClean 10ml