



## Zubehör für Schüttelwasserbäder MSB 20



Halteklammern für Erlenmeyer-Kolben



Einsatzkörbe SKF und SKR

Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Einsetzbar für ...
K -14362	FK 10	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 10ml	SKF 20
K -14363	FK 25	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 25ml	SKF 20
K -14364	FK 50	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 50ml	SKF 20
K -14365	FK 100	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 100ml	SKF 20
K -14366	FK 250	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 250ml	SKF 20
K -14367	FK 500	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 500ml	SKF 20
K -14368	FK 1000	Halteklammer für Erlenmeyerkolben 1000ml	SKF 20
A -10752	AH	Ablasshahn, komplett	MSB 20
A -10740	SKR 20	Einsatzkorb für max. 4 Reagenzglasgestelle	MSB 20
A -10741	SKF 20	Einsatzkorb für Erlenmeyerkolben	MSB 20

### Bestellhinweis:

Zum Lieferumfang des Schüttelwasserbades gehören der Schrägdeckel aus Edelstahl und der Einsatzkorb SKF (Art.-Nr. A-10741) zur Aufnahme von Erlenmeyerkolben mit Halteklammern. Bitte bestellen Sie die Halteklammern entsprechend der Größe und Anzahl der verwendeten Kolben gem. Bestückungsplan (siehe Datenblatt ‚Bestückungsplan‘) separat aus der Zubehörliste.

Für Applikationen mit Reagenzglasgestellen sind der Einsatzkorb SKR (Art.-Nr. A-10740) sowie die erforderlichen Reagenzglasgestelle separat als Zubehör zu bestellen.