






Bestückungsplan Einsatzkorb SKF 20 für Schüttelwasserbad MSB 20




Montage für 36 Stck. Halteklammern für 10 ml Kolben




Montage von 21 Stck. Halteklammern für 25 ml Kolben




Montage von 17 Stck. Halteklammern für 50 ml Kolben




Montage von 10 Stck. Halteklammern für 100 ml Kolben



Montage von 5 Stck. Halteklammern für 250 ml Kolben



Montage von 3 Stck. Halteklammern für 500 ml Kolben



Montage von 2 Stck. Halteklammern für 1000 ml Kolben