



# Kombinationsmöglichkeiten mit der Baureihe „TC“

## Kombinationsmöglichkeiten für Edelstahlbäder

Thermostatenbäder	EB7	EB13	EB18	EB23
	Edelstahlbäder <u>mit</u> Baddeckel, Kühlschlange und Anschluss für Außenverbraucher			
TC150 (25...150°C)	EB7TC150	EB13TC150	EB18TC150	EB23T150
Artikelnummer	A-10808	A-10810	A-10812	A-10814
TC250 (30...200°C)	EB7TC250	EB13TC250	EB18TC250	EB23TC250
Artikelnummer	A-10809	A-10811	A-10813	A-10815



EB 13



EB 23

Edelstahlbäder	Bad-einsetzbar	Volumen bis	Abmessungen (BxTxH)	nutzbare Badöffnung / Badtiefe	Artikel-Nr.
EB 7	ca. 7l	+300 °C	310x270x205 mm	230x 75 / 150 mm	A-10818
EB 13	ca. 13l	+300 °C	310x470x205 mm	230x270 / 150 mm	A-10819
EB 18	ca. 18l	+300 °C	310x470x250 mm	230x270 / 200 mm	A-10820
EB 23	ca. 23l	+300 °C	310x470x300 mm	230x270 / 250 mm	A-10821