




Reagenzglasgestelle für Thermostatenbäder EB7 bis EB18 sowie PB4 bis PB12



A-10827...A-10836
EB7...EB18



A-11059...A11064
PB 4 - PB 12

Bestell-Nr.	Typ	Gestellmaß in mm			Aufnahme von Gefäßen		Anzahl pro Gerät max. einsetzbarer Gestelle							
		a	b	c	St.	max. Ø	PB 4	PB 6	PB 8	PB 10	PB 12	EB7	EB13	EB18
A -10827	RG 6.10,5	20	30	85	56	10,5						1	4	
A -10828	RG 6.11,5	15	20	80	56	11,5						1	4	
A -10829	RG 6.14,5	50	30	35	33	14,5						1	4	
A -10830	RG 6.18,5	50	30	35	18	18,5						1	4	
A -10831	RG 6.32	50	30	35	6	32						1	4	
A -10832	RG 16.10,5	20	30	105	56	10,5								4
A -10833	RG 16.11,5	15	20	120	56	11,5								4
A -10834	RG 16.14,5	50	30	75	33	14,5								4
A -10835	RG 16.18,5	50	30	75	18	18,5								4
A -10836	RG 16.32	50	30	75	6	32								4
A -11063	RGK18	33	25	17	10	18,5	1	2	3	4	5			
A-11062	RGK14	33	25	17	14	14,5	1	2	3	4	5			
A -11061	RGK 13	48	25	17	18	13,5	1	2	3	4	5			
A -11059	RGK 11	33	25	17	18	11,5	1	2	3	4	5			
A -11064	RGK 32	35	65	20	3	32	1	2	3	4	5			

Temperierflüssigkeiten

Bestell-Nr.	Typ	Bezeichnung / Merkmal
K -14357	TF 30	Temperierflüssigkeit -30°C bis + 85°C
K -14358	TF 60	Temperierflüssigkeit -60°C bis + 5°C
K -14359	TF 100	Temperierflüssigkeit -40°C bis +100°C
K -14360	TF 140	Temperierflüssigkeit 0°C bis +140°C
K -14361	TF 250	Temperierflüssigkeit -30°C bis +250°C