



# Tisch-Kryostat K 10

**Baureihe K 10**  
**Kühlen/Erhitzen von -10 bis +100°C**  
**Kleindimensionierte Tischgeräte**  
**Badvolumen 3 l**



**Produktbeispiel K 10 T 100**

## Technische Daten

Kryostat		<b>K 10</b>	<b>K 10</b>
Thermostat		<b>T100</b>	<b>T 200</b>
Art.-Nr.		<b>A-10857</b>	<b>A-10858</b>
Temperaturbereich	°C	-10...+100	-10...+100
Temperaturkonstanz	K	0,1	0,01
Badvolumen	l	3	3
Badöffnung	mm	135x105	135x105
Badtiefe	mm	130	130
Pumpe: Förderstrom max.	l/min	5	8
Pumpe: Druck max.	bar	0,12	0,2
Programmgeber		-	2 Sätze zu je 10 Temperatur-Zeitsegmenten (Ablauf zeitbezogen)
Temperaturanzeige		LED	digital über Grafikdisplay
Auflösung	K	0,1	0,1
Temperatureinstellung		digital	digital über Touch-Paneel
Auflösung		0,1	0,1
Sicherheitsklasse n. DIN 12876		3	3
Schnittstelle		-	RS232 (V.24)
Anschluss Externfühler		-	Pt 100 in Vierleiterschaltung
Heizleistung	KW	1	1,8
Kälteleistung bei 0 °C	W	130	130
Netzspannung	V/Hz	230/50	230/50
Abmessungen (BxTxH)	mm	205x335x540	205x335x540
Gewicht	kg	17,5	17,5